



LB002

DETERGENTE LIQUIDO LAVABIANCHERIA

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Detergente liquido lavatrice concentrato per il lavaggio di ogni tipo di tessuto sia naturale che sintetico. Sviluppa ossigeno attivo e, grazie alla speciale formulazione a base di particolari tensioattivi, rimuove ogni tipologia di sporco senza intaccare i colori.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Lana, cotone, lino, tessuti sintetici.

INCOMPATIBILITA':

Nessuna.

CONSIGLI:

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Impiegare durante il prelavaggio e/o lavaggio, secondo i dosaggi consigliati in tabella:

DOSAGGI PER Kg DI BIANCHERIA ASCIUTTA

Durezza dell'acqua in gradi francesi (°F)	PRELAVAGGIO	LAVAGGIO	LAVAGGIO UNICO
DOLCE 0° - 15° F	6-8 g	10-15 g	20 g
MEDIA 15° - 25° F	8-10 g	15-20 g	25 g
DURA OLTRE 25° F	10-12 g	20-25 g	30 g

TEMPERATURE: Prelavaggio: 30-40°C Lavaggio: 60°C

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido viscoso di colore azzurro opaco
ATTIVO TOTALE:	40,0 ± 1,0
pH tal quale:	8,5 - 9,5
PESO SPECIFICO:	1.06-1.08

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:
 inf. a 5%: fosfonati, policarbossilati
 tra 5% e 15%: tensioattivi anionici, sapone
 tra 15% e 30%: tensioattivi non ionici.
 Componenti minori: sbiancanti ottici, profumo, alpha isomethyl ionone, linalol, alfa-exylcinnamaldehyde, butylphenyl Methylpropional, eugenol, benzyl alcohol, sbiancanti ottici, conservante (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .



Distribuito da:

Green Qube Srl – Via Cupa Sant'Aniello, 140 80146 Napoli Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@greenqube.it